

硫酸铜 (CuSO₄) 的制备与提纯

实验目的



- 1. 学习以粗氧化铜为原料制备五水硫酸铜的原理和方法。
- 2. 学习加热、溶解、过滤、蒸发、结晶等无机化合物制备的基本操作。
- 3. 学习用重结晶法提纯硫酸铜的原理及方法。

实验提要



本实验采用粗CuO粉末和稀H₂SO₄反应制备硫酸铜。

化学反应方程式: $CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$

由于温度变化对CuSO4的溶解度影响较大,所以实验利用重结

晶法来提纯产品,将少量的可溶性杂质留在母液中被除去。

实验提要



硫酸铜(CuSO₄),无机化合物,为白色或灰白色粉末。水溶液呈弱酸性,显蓝色。但从水溶液中结晶时,生成蓝色的<u>五水硫酸铜</u>(CuSO₄·5H₂O,又称<u>胆矾</u>),此原理可用于检验水的存在。

硫酸铜是制备其他含铜化合物的重要原料,同石灰乳混合可得<u>波尔多液</u>,用作杀菌剂,用于控制作物上的真菌,防止果实等腐烂;也用于电解精炼铜时的电解液。



实验内容



1. 五水硫酸铜粗产品制备

称4g粗CuO于100mL的小烧杯 $\frac{m\lambda_{22}}{h\lambda_{22}} \frac{mLh_{3}}{mlh_{3}} \frac{mol\cdot L^{-1}}{mlh_{2}} H_{2}SO_{4}$ 氧化铜溶解完全

加入10 mL去离子水 控制溶液体积在20-25 mL, **趁热减压抽滤**

——→ 将滤液转入蒸发皿中 水蒸汽浴加热 蒸发、浓缩至表面出现晶膜

实验内容



2. 五水硫酸铜的提纯

粗产品6g置于100mL烧杯

```
加15mL去离子水
小火加热溶解
```

冷却(约40 ℃)
滴加3mL 3% H₂O₂

滴加6 mol·L-1氨水 溶液调至pH=4

加热至 溶液约20mL 趁热抽滤

滤液转入100mL烧杯

加3 mol·L⁻¹ H₂ SO₄ 溶液调至pH=1

中火加热至

溶液约15mL

冷却、抽滤 — 称重

实验结果与讨论



- 1、计算五水硫酸铜的理论产量、实际产率。
- 2、对实验操作中遇到的问题和收率进行讨论。
- 3、硫酸铜的制备还可以采用哪些方法,各有什么优缺点。